



FALCK IGEL

Kommunikation
Kognition
Larm

Memo

En talande klocka med många möjligheter



Memo påminner dig i rätt tid
Berättar hur mycket klockan är
Berättar vilket år, vilken månad, vilket datum samt när på dygnet det är
Går att välja mellan kvinnlig och manlig röst
Ger diskreta meddelanden och påminnelser via öronsnäckor
Enkel att använda och ställa in
Go-enheten är lätt att ta med

Vi jobbar med hjälpmedel - det handlar om människor

www.falckigel.se

Memo

508570

- Memo består av en stationär enhet (Base) och en bärbar enhet (GO)
- Stor och tydlig touchdisplay med inställningar direkt på displayen
- Kan ge obegränsat med påminnelser, max inspelningstid är 26 min och 20 sek
- Påminnelser som läses in på klockan spelas upp i rätt tid
- Talar om och visar hur mycket klockan är, om det är morgon, fm, em, kväll eller natt
- Talar om och visar veckodag, datum, månad och år
- Go-enhet kan bäras med i fickan och ta emot påminnelser, var man än befinner sig
- Kommande påminnelser kan avlyssnas via MemoGo eller direkt på klockdisplayen
- Senaste dygnets påminnelser kan avlyssnas via MemoGo
- I Go-enheten kan påminnelser fås med vibration
- Möjlighet för inspelning av 10 st "komihåglappar" på Go-enheten
- MemoGo laddas i Basenheten eller med egen strömförsörjning
- Klockan talar om när den behöver laddas
- Använd medföljande strömförsörjning för laddning
- Vissa funktioner kan styras med hjälp av en manöverkontakt
- Externa högtalare kan kopplas till klockan för att höra påminnelser i flera rum
- Öronsnäckor kan användas till Go-enheten för att ta emot påminnelserna diskret

Inställningsmöjligheter

- Valbara inställningsmöjligheter gör Memo flexibel och användarvänlig
- Synlig digital eller analog klocka
- Automatisk sommartid
- Manlig eller kvinnlig röst och på tre olika språk
- Upprepning: det inlästa meddelandet/påminnelsen kan repeteras en gång per minut upp till 10 gånger eller var tredje minut 10 gånger
- Möjlighet med visuell nedräkning av tiden till kommande påminnelse
- Påminnelserna kan vara enstaka, dagliga, veckovisa, månadsvisa eller årsvisa
- Påminnelser kan läggas in på ett valfritt datum och under en valfri period
- På Go-enheten går det att välja ljudsignal och/eller vibration innan påminnelsen kommer

Medföljer klockan:

- Halsrem till Go-enheten
- Väska till Go-enheten
- Klisteretiketter för egen märkning av knapparna på Go-enheten
- Öronsnäckor

Tilbehör:

1. Extern vibrator för MemoBase
2. Externa aktiva högtalare
3. Falck 4625 Fjärrstyrning
4. Olika manöverkontakter

Art.nr

- 502529
151505
220816
XXXXXX

Teknisk data:

MemoBase: Vikt: 710g, Mått: 200x185x150 mm, Skärmstorlek:7", Inbyggd mikrofon och högtalare-.Taltid: 26 min och 20 sek.

MemoGo: Vikt: 115g, Mått:123x50x26 mm, Batteri: 3.6V

Strömförsörjning: 12V 0.8A **Laddningstid vid tomt batteri:** 3.5-4 timmar

Version september 2008



MemoBase/Go



MemoGo



MemoGo i halsrem



Vibration, extern

Falck Igel AB

Stockholm

Liljeholmsvägen 30 B
117 61 Stockholm
Tlf (+46) 8 695 69 40
Fax (+46) 8 695 69 49

Gävle

Tlf. (+46) 8 695 69 45
Fax (+46) 8 695 69 49

Lund

Tlf (+46) 8 695 69 46
Fax (+46) 8 695 69 49

falckigel@falckigel.se

www.falckigel.se